



Набор для калибровки пипеток



Эффективное тестирование и калибровка пипеток в лаборатории

При калибровке и проведении стандартных тестов рабочих характеристик пипеток в лаборатории необходимо сохранять единообразие процедуры при минимальных затратах времени и средств. Набор для калибровки пипеток OHAUS позволяет получать точные результаты и существенно снижает интенсивность испарения по сравнению с обычным стаканом. Набор можно легко установить на полумикровесы Explorer® для проверки калибровки дозирования пипеток.

Стандартные функции:

- **Калибровка на месте сводит к минимуму потребность в дорогостоящем обслуживании от других производителей**
Для проведения стандартных тестов рабочих характеристик и калибровки просто установите набор на полумикровесы Explorer®. Дополнительные инструменты при этом не требуются. Калибровка на месте сокращает время простоя и сводит к минимуму потребность во внешнем дорогостоящем техническом обслуживании.
- **Возможность тестирования пипеток большого и малого объема**
Вместительный резервуар (120 мл) подходит для тестирования пипеток большого объема, и его не придется часто опустошать. Можно также тестировать пипетки объемом 100 мкл.
- **Надежное хранение в специальном футляре, когда набор не используется**
Компоненты набора для калибровки пипеток поставляются в жестком переносном футляре, защищающем от случайных повреждений. Футляр удобно переносить или хранить, когда набор не используется.



Набор для калибровки пипеток (принадлежности)

Набор для калибровки пипеток для полумикровесов Explorer®	
№ по каталогу	30252145
Назначение	Калибровка пипеток
Емкость ловушки	45 мл (макс.)
Резервуар/контейнер	120 мл
Минимальный объем дозирования	> 100 мкл
Масса в упаковке	1,1 кг с футляром для переноски
Размеры упаковки (Ш x Д x В)	33 x 16 x 33 мм

Прочие стандартные функции и оснащение

Стеклоянная крышка, алюминиевая ловушка, ветрозащитное кольцо, алюминиевый резервуар

Габаритные размеры



000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

